

EIS

DE - Gebrauchsanweisung zu Deinem Gleitmittel

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

Gleitmittel oder auch Gleitgele genannt, sind Medizinprodukte für die Anwendung im Intimbereich zur zusätzlichen Befeuchtung, um mechanische Verletzungen zu verhindern, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird. Diese Gleitmittel erfüllen die strengen Anforderungen der europäischen Verordnung für Medizinprodukte MDR 2017/745 und des deutschen MPDG (Medizinproduktegesetz). Ihre Qualität wird durch ausgewählte Rohstoffe, kontrollierte Fertigungsprozesse und umfangreiche Prüfungen garantiert. Diese Gleitmittel sind auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit getestet und die Kondomverträglichkeit ist nachgewiesen.

Anwendung: Das Gleitmittel wird einfach auf das Körperteil oder das abgerollte Kondom am erigierten Penis getropft und dann mit den Fingern verteilt. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, die Hände vorher gründlich zu waschen. Achte beim Verteilen darauf, vorsichtig vorzugehen, um das Kondom nicht mit den Fingernägeln zu beschädigen. Das Gleitmittel ist auf Wasserbasis. Es verursacht kein klebriges Gefühl und lässt sich vollständig mit Wasser abwaschen. Es kann jedoch leicht eintrocknen. Zudem ist es mit allen Lovetoys kompatibel, unabhängig vom verwendeten Material.

Informationen zum Gleitmittel: Das öl- und fettfreie Gleitmittel ist ein Medizinprodukt, das für die Anwendung auf der Haut, im Intimbereich, mit allen Kondomen und Lovetoys geeignet ist. Es erfüllt die strengen Anforderungen der europäischen „Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte“ sowie des deutschen „Medizinproduktegesetzes“. Die hohe Qualität des Gleitmittels resultiert aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen, kontrollierten Fertigungsprozessen und umfangreichen Prüfungen. Es wurde auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit positiv getestet und die Kondomverträglichkeit ist nachgewiesen.

Sonstige Hinweise: Gleitmittel vermindern die Reibung und verbessern gleichzeitig die Gleitfähigkeit, weshalb wir sie sowohl beim Geschlechtsverkehr als auch bei der Verwendung mit Lovetoys empfehlen. Sie helfen, Schmerzen und leichte Verletzungen im empfindlichen Intimbereich zu vermeiden und sorgen zudem für mehr Sicherheit bei der Verwendung von Kondomen durch die verminderte Reibung.

Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen: Das Gleitmittel ist kein empfängnisverhütendes Mittel, enthält keine spermiziden Wirkstoffe und bietet keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen. Für zusätzlichen Schutz wird die Verwendung von Kondomen empfohlen.

Bei Kinderwunsch: Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam zu verwenden oder im Zweifelsfall ganz darauf zu verzichten, da die Empfängnis erschwert werden könnte. Für genauere Empfehlungen und individuell passende Lösungen ist es ratsam, sich an einen Facharzt zu wenden.

Informiere Dich in der Kennzeichnung des Produkts unter ‚Ingredients (INCI)‘ über mögliche unverträgliche oder allergieauslösende Stoffe. Falls Unverträglichkeiten auftreten, entferne das Produkt sofort und konsultiere gegebenenfalls einen Arzt.

Spezifikationen zu 306009DR

Inhalt (in ml): 1000

Gewicht brutto (in g): 1050

Ingredients (INCI): Wasser, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Allantoin, Benzoesäure

Sollten bei der Verwendung des Produkts Probleme auftauchen, wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse info@eis.de, Kunden in Österreich die E-Mail Adresse info@eis.at, Kunden in der Niederlande die E-Mail Adresse info@willie.nl.

CE 0197

Nach Anbruch mindestens 3 Monate haltbar. Beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Flasche.

NL - Gebruiksaanwijzing bij je glijmiddel

EIS

BELANGRIJK! Lees deze instructies zorgvuldig en volledig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en let vooral op de waarschuwingen en veiligheidsinstructies. Bewaar dit instructieboekje, want het bevat belangrijke informatie over veilig gebruik en over technische en wettelijke informatieverplichtingen, die ook op een later tijdstip belangrijk voor u kunnen zijn.

Persoonlijke glijmiddelen, ook bekend als glijgels, zijn medische producten voor gebruik in de intieme zone om extra smering te bieden ter voorkoming van mechanische verwondingen en om te voorkomen dat ziekteverwekkers binnendringen via beschadigde gebieden. Deze glijmiddelen voldoen aan de strenge eisen van de Europese Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745 en de Duitse MPDG (Medizinproduktegesetz). Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door geselecteerde grondstoffen, gecontroleerde productieprocessen en uitgebreide tests. Deze persoonlijke glijmiddelen zijn getest op compatibiliteit met huid en slijmvliezen en de compatibiliteit met condooms is bewezen.

Gebruik: het glijmiddel wordt eenvoudig op het lichaamsdeel of het om een stijve penis gerolde condoom gedruppeld en vervolgens met de vingers verspreid. Om hygiënische redenen raden we aan om vooraf je handen grondig te wassen. Wees heel voorzichtig bij het verspreiden en zorg ervoor dat je vingernagels het condoom niet beschadigen. Het glijmiddel is op waterbasis. Dat betekent dat het geen plakkerig gevoel geeft en volledig met water uitspoelbaar is, maar wel gemakkelijk uitdroogt. Het kan ook worden gebruikt met alle seksspeeltjes, ongeacht van welk materiaal het speeltje is gemaakt.

Informatie over het glijmiddel: het olie- en vetvrije glijmiddel is een medisch hulpmiddel voor gebruik op de huid, rond de geslachtsorganen, met alle condooms en alle seksspeeltjes. Het voldoet aan de strenge eisen van de Europese "Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen" en de Duitse "Wet op medische hulpmiddelen". De kwaliteit wordt gegarandeerd door de geselecteerde grondstoffen, gecontroleerde productieprocessen en uitgebreide testen. Het is positief getest op compatibiliteit met huid en slijmvliezen en condoomcompatibiliteit is bewezen.

Overige informatie: glijmiddelen verminderen de wrijving en verbeteren tegelijkertijd het glijvermogen, daarom raden we ze zowel bij geslachtsverkeer als bij gebruik met speeltjes aan. Je kunt zo pijn en kleine verwondingen in het gevoelige genitale gebied voorkomen en door de verminderde wrijving is het gebruik van condooms veiliger.

Zwangerschapspreventie en bescherming tegen infecties: het glijmiddel is geen voorbehoedsmiddel, bevat geen zaaddodende middelen en biedt geen bescherming tegen infectie.

Bij kinderwens: gynaecologen raden aan bij een kinderwens glijmiddelen slechts beperkt te gebruiken of voor de zekerheid volledig te vermijden, omdat ze de bevruchting moeilijker kunnen maken.

Lees meer over incompatibele of allergie veroorzakende stoffen op de etikettering van het product onder "Ingrediënten (INCI)". Als intolerantie optreedt, verwijder dan het product zoals hierboven beschreven en raadpleeg indien nodig een arts.

Na opening minimaal 3 maanden houdbaar. Let op de houdbaarheidsdatum op de fles.

Specificaties

Inhoud (in ml): 1000

Brutogewicht (in g): 1050

Ingrediënten (INCI): water, glycerine, hydroxyethylcellulose, fenoxylethanol, allantoin, benzoëzuur

Als je problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, neem dan contact op met onze klantenondersteuning, die je graag zal helpen met je problemen. Klanten in Duitsland gebruiken hiervoor het e-mailadres info@eis.de, klanten in Oostenrijk het e-mailadres info@eis.at en klanten in Nederland het e-mailadres info@willie.nl.

CE 0197

Beperking van aansprakelijkheid

Gebruik is op eigen risico! Triple A Import GmbH en/of haar verkopers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk of grove nalatigheid van Triple A Import GmbH, een vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

EIS

Met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), zijn Triple A Import GmbH en/of haar verkopers alleen aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals in het bijzonder winstderving.

Voor het overige is aansprakelijkheid jegens consumenten gebaseerd op een aangenomen garantie, behalve in het geval van opzettelijk of grove nalatigheid of schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen en gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen) op de schade die typisch voorzienbaar was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten en anderszins beperkt tot de gemiddelde schade die typisch is voor de overeenkomst. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals in het bijzonder winstderving. Aansprakelijkheid jegens ondernemers is, behalve in geval van letsel aan leven, ledematen en gezondheid of opzettelijk of grove nalatigheid van de zijde van Triple A Import GmbH en/of haar verkopers, beperkt tot de schade die typisch te voorzien was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten en het bedrag anderszins tot de gemiddelde schade die typisch is voor de overeenkomst. Dit geldt ook voor indirecte schade, in het bijzonder winstderving.

Aanspraken op aansprakelijkheid op basis van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van:

- niet naleven van instructies
- oneigenlijk gebruik
- ongeoorloofde modificaties
- technische wijzigingen
- gebruik van niet-geautoriseerde reserveonderdelen
- gebruik van niet-geautoriseerde accessoires

FR - Mode d'emploi pour votre lubrifiant

IMPORTANT ! Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement et intégralement ce mode d'emploi et tenir compte en particulier des avertissements et des consignes de sécurité. Conservez cette brochure d'instructions, car elle contient des informations importantes sur la sécurité d'utilisation ainsi que sur les obligations d'information techniques et légales, qui pourraient également être importantes pour toi ultérieurement.

Les lubrifiants, également appelés gels lubrifiants, sont des dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans la zone intime pour une humidification supplémentaire afin d'éviter les blessures mécaniques, de sorte à empêcher la pénétration d'agents pathogènes par les zones blessées. Ces lubrifiants répondent aux exigences strictes du règlement européen sur les dispositifs médicaux MDR 2017/745 et de la loi allemande MPDG (Medizinproduktegesetz). Leur qualité est garantie par des matières premières sélectionnées, des processus de fabrication contrôlés et des tests approfondis. Ces lubrifiants ont été testés sur la tolérance de la peau et des muqueuses et la compatibilité avec les préservatifs a été prouvée.

Utilisation : le lubrifiant est simplement versé sur la partie du corps ou sur le préservatif déroulé sur le pénis en érection, puis étalé avec les doigts. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de vous laver soigneusement les mains au préalable. Soyez très prudent lorsque vous l'étalez et veillez à ne pas endommager le préservatif avec vos ongles. Le lubrifiant est à base d'eau. Cela signifie qu'il n'est pas collant et qu'il est complètement lavable à l'eau, mais il peut aussi sécher facilement. Il peut également être utilisé avec tous les jouets érotiques, quel que soit le matériau dans lequel ils sont fabriqués.

Informations sur le lubrifiant : le lubrifiant sans huile et sans graisse est un produit médical pouvant être utilisé sur la peau, dans la région génitale, avec tous les préservatifs et tous les jouets érotiques. Il répond aux exigences strictes de la « Directive 93/42/CEE sur les produits médicaux » européenne et de la « Loi sur les dispositifs médicaux » française. Il doit sa qualité aux matières premières sélectionnées, aux processus de fabrication contrôlés et aux tests approfondis. Il a été testé positif pour sa compatibilité avec la peau et les muqueuses, et sa compatibilité avec les préservatifs a été prouvée.

Autres remarques : Les lubrifiants réduisent les frottements et améliorent le glissement, c'est pourquoi nous les recommandons à la fois pendant les rapports sexuels et lors de l'utilisation de jouets. Des douleurs et blessures mineures dans la zone génitale sensible peuvent ainsi être évitées, et l'utilisation de préservatifs est plus sûre en raison de la réduction des frottements.

Contraception et protection contre les infections : Le lubrifiant n'est pas un contraceptif, il ne contient aucun agent spermicide et ne protège pas contre les infections.

EIS

Si vous souhaitez tomber enceinte : Les gynécologues recommandent d'utiliser les lubrifiants avec parcimonie ou, pour plus de sécurité, de ne pas en utiliser du tout, car ils peuvent rendre la conception plus difficile.

Renseignez-vous sur les substances incompatibles ou allergènes sur l'étiquette du produit sous le titre « Ingrédients (INCI) ». En cas d'intolérance, retirez le produit comme décrit ci-dessus et consultez un médecin si nécessaire.

Durée de conservation : au moins 3 mois après l'ouverture de la bouteille. Respecter la date de péremption sur la bouteille.

Spécification

Contenu (en ml) : 1000

Poids brut (en g) : 1050

Ingrédients (INCI): Eau, Glycérol, Cellulose hydroxyéthyle, Phénoxyéthanol, Allantoïne, Acide benzoïque

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, prenez contact avec notre service client, qui se fera un plaisir de vous aider à résoudre vos difficultés. Les clients en Allemagne utilisent l'adresse e-mail info@eis.de, les clients en Autriche l'adresse e-mail info@eis.at, les clients aux Pays-Bas l'adresse e-mail info@willie.nl.

CE 0197

Limitation de responsabilité

L'utilisation se fait aux risques de l'utilisateur! Triple A Import GmbH et/ou ses distributeurs reconnaissent leur responsabilité selon les dispositions légales pour des dommages causés par un comportement intentionnel ou une négligence grave de Triple A Import GmbH, d'un de ses représentants ou agents. Triple A Import GmbH et/ou ses distributeurs n'engage sa responsabilité que pour les dommages dus à un comportement intentionnel ou une négligence grave, à l'exception des atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ainsi qu'en cas de non respect des obligations contractuelles essentielles (obligations majeures).

En outre, la responsabilité envers les consommateurs, en raison de la garantie assurée, est limitée aux dommages typiques prévisibles à la conclusion du contrat et, en outre, à la hauteur des dommages moyens propre au contrat, sauf en cas de comportement intentionnel ou de négligence grave ou de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ainsi qu'en cas de non-respect des obligations contractuelles essentielles (obligations majeures). Cela est également valable pour les dommages indirects, en particulier pour une perte de profit. Envers les entrepreneurs, la responsabilité est limitée aux dommages typiques prévisibles à la conclusion du contrat et, en outre, à la hauteur des dommages moyens propre au contrat, sauf en cas de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ou de comportement intentionnel ou de négligence grave de Triple A Import GmbH et/ou de ses distributeurs. Cela est également valable pour les dommages indirects, en particulier pour une perte de profit.

Les prétentions en matière de la responsabilité selon la loi sur la responsabilité pour défaut d'une qualité assurée n'en seront pas affectées.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages liés à:

- un non-respect du mode d'emploi
- une utilisation non conforme
- une transformation de la propre initiative de l'utilisateur
- des modifications techniques
- une utilisation de pièces détachées non autorisées
- une utilisation d'accessoires non autorisés

Hersteller / Fabrikant / Fabricant:

Amor Gummiwaren GmbH

August-Rost-Straße 4

99310 Arnstadt

Email: info@amor.ag